

- ▶ Retração automática de agulha
- ▶ Reduz com eficácia o risco de ferimentos por agulha
- ▶ Rápida e fácil de usar
- ▶ É possível ativá-la de várias formas
- ▶ Pode ser ativada antes ou após a remoção do paciente
- ▶ A ativação anterior à remoção reduz o risco de exposição à ponta contaminada
- ▶ A ativação do mecanismo de segurança cobre automaticamente a ponta luer da seringa, reduzindo o risco de exposição a medicamentos, sangue e fluidos corporais
- ▶ Permanece segura durante o descarte



compatível  
com trava luer e  
seringas luer slip

pode ser usada com  
seringas preenchidas

(50 por caixa/400 por estojo)

SOMENTE AGULHAS				COM SERINGAS DE 3 mL		
N.º no catálogo	Tamanho da agulha	N.º no catálogo	Tamanho da agulha		N.º no catálogo	Tamanho da agulha
Para seringas de até 3 mL		Para seringas de até 10 mL			82391	25G x 5/8"
82211	30G x 1/2"	85291	25G x 5/8"		82311	25G x 1"
82091	25G x 5/8"	85211	25G x 1"		85311	25G x 1 1/2"
82011	25G x 1"	85011	25G x 1 1/2"		82331	23G x 1"
82031	23G x 1"	85231	23G x 1"		85321	22G x 1"
		85021	22G x 1"		85331	22G x 1 1/2"
		85031	22G x 1 1/2"		85341	21G x 1"
		85041	21G x 1"		85351	21G x 1 1/2"
		85051	21G x 1 1/2"		85361	20G x 1"
		85061	20G x 1"		85371	20G x 1 1/2"
		85071	20G x 1 1/2"		85381	18G x 1"
		85081	18G x 1"		85391	18G x 1 1/2"
		85091	18G x 1 1/2"			

## OUTROS PRODUTOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS

- ▶ Seringa **VanishPoint**®
- ▶ Porta-tubos de coleta de sangue **VanishPoint**®
- ▶ Conjunto de coleta de sangue **VanishPoint**®
- ▶ Cateter IV **VanishPoint**®
- ▶ Seringa **Patient Safe**®
- ▶ Adaptador para tubos de coleta de sangue com agulha **EasyPoint**®



**RETRACTABLE**  
TECHNOLOGIES, INC.®

[rtisales@retractable.com](mailto:rtisales@retractable.com)

511 Lobo Lane • Little Elm

Texas • 75068-5295 • USA

Tel.: (972) 294-1770

Fax: (972) 294-4400

Ligação gratuita: 1-888-703-1010

© 2015, 2024 Retractable Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. M098 REV.8 PT, JUN 2024



**ECONOMIZA  
DINHEIRO E TEMPO,  
ALÉM DE SALVAR VIDAS**



[www.retractable.com](http://www.retractable.com)




**RETRACTABLE**  
TECHNOLOGIES, INC.®

# easypoint™

RETRACTABLE NEEDLE

**ECONOMIZAD INHEIROETEMPO,  
ALÉMDESAL VARVIDA S**

RETRAÇÃO  
AUTOMÁTICA  
- agora com -  
MAIS  
VERSATILIDADE



## fácil de usar

- Mudança mínima na técnica de injeção
- Permite ativação com uma só mão
- As mãos e os dedos do médico permanecem atrás da ponta exposta o tempo todo

1



Prenda firmemente a agulha EasyPoint a uma seringa. Administre o medicamento de acordo com a política da instituição.

2



Aplique pressão na aba codificada por cores e na câmara de segurança usando um movimento de espremer, possibilitando que a agulha se retraia automaticamente para dentro da câmara de segurança.

3



Descarte em um recipiente apropriado para instrumentos pontiagudos.